

## 機械器具(21)内臓機能検査用器具

管理医療機器 特定保守管理医療機器 脳波計 11467010

## 「脳波計 EEG-1000シリーズ ニューロファックス」の付属品

## 脳波解析プログラム(QP-220A)

**形状・構造および原理等**

本品は以下のもの構成されています。  
指定された装置に、CD-ROM内のプログラムをインストールして使用します。

- インストールディスク CD-ROM

使用可能製品名

販売名	承認番号
脳波計EEG-1000シリーズ ニューロファックス	21000BZZ00604000
脳波計EEG-9100 ニューロファックスμ	21300BZZ00024000
脳波計EEG-2100 ニューロファックス	20500BZZ00432000
脳波計EEG-4500シリーズ ニューロファックス	20500BZZ00222000
脳波計EEG-7400シリーズ ニューロファックス	20700BZZ01036000
脳波データワークステーション DAE-2100 ニューロエース	20600BZZ00272000

**使用目的、効能または効果**

## 使用目的

本品は、EEG-1000シリーズ、EEG-9100、EEG-2110、DAE-2110、QI-403AおよびQI-703Aで動作する脳波解析プログラムです。電位マッププログラム、周波数プログラム、スペクトルプログラムは脳波再生プログラム上で動作し、それぞれのプログラムで解析をします。リアルタイム周波数マッププログラムは、脳波測定測定画面から起動し、リアルタイムで周波数マップを表示することができます。リアルタイム周波数マッププログラムは、EEG-1000シリーズおよびEEG-9100でのみ動作します。

**操作方法または使用方法等**

本品をインストールして使用できる機器については、本書の「使用可能製品名」および「重要な基本的注意」を参照してください。操作方法等についての詳細は、取扱説明書を参照してください。

## 電位マッププログラム

1. 「Eeg Mapping」メニューウィンドウから「マップ表示」メニューをクリックし、プルダウンメニューの「電位マップ」をクリックして電位マッププログラムを起動します。
2. 画面上のカーソル操作で、解析の各種操作を行います。
3. 「ファイル」メニューの「終了」を選択し、電位マッププログラムを終了します。

## 周波数マッププログラム

1. 「Eeg Mapping」メニューウィンドウから「マップ表示」メニューをクリックし、プルダウンメニューの「周波数マップ」をクリックして周波数マッププログラムを起動します。
2. 画面上のカーソル操作で、解析の各種操作を行います。
3. 「ファイル」メニューの「終了」を選択し、周波数マッププログラムを終了します。

## スペクトルプログラム

1. 「Eeg Mapping」メニューウィンドウから「マップ表示」メニューをクリックし、プルダウンメニューの「スペクトル」をクリックしてスペクトルプログラムを起動します。
2. 画面上のカーソル操作で、解析の各種操作を行います。
3. 「ファイル」メニューの「終了」を選択し、スペクトルプログラムを終了します。

## リアルタイム周波数マッププログラム

1. 「FFT設定」ウィンドウで、FFTファイルを作成します。
2. 「ツール」メニューの「FFT-MAP」を選択すると、リアルタイム周波数マップが表示されます。

**使用上の注意**

## 重要な基本的注意

- 本品は下記の製品にのみインストールできます。他の機器の場合、プログラムが正常に動作しないことがあります。
  - EEG-1000シリーズ
    - 脳波計 EEG-1100/EEG-1514/EEG-1518/EEG-1524/EEG-1714
    - 脳波データワークステーション DAE-1100
  - EEG-9100
    - 脳波計 EEG-9100
  - EEG-2100
    - 脳波計 EEG-2110
  - EEG-4500シリーズ
    - ファイリングユニット QI-403A
  - EEG-7400シリーズ
    - ファイリングユニット QI-703A
  - DAE-2100
    - 脳波データワークステーション DAE-2110
- 本品による処理結果は記録されたデータのすべてを表していません。診断および各種研究には、得られた結果やイメージのほかに、臨床所見、他の検査結果、および他のソフトウェアによる処理結果などを合わせて、総合的に判断する必要があります。本品によって得られた結果やイメージに基づきいかなる判断および決定も、本品を使用する方々の責任において行ってください。

QP-220Aの取扱説明書を必ずご参照ください。

製造販売 **日本光電** 日本光電工業株式会社  
東京都新宿区西落合1-31-4 〒161-8560  
(03) 5996-8000(代表) Fax(03) 5996-8091

製造業者 **日本光電富岡株式会社**

0654-002278A