

機械器具 (21) 内臓機能検査用器具

高度管理医療機器 特定保守管理医療機器 重要パラメータ付き多項目モニタ 33586003


「ベッドサイドモニタ BSM-9100シリーズ ライフスコープ J」の構成 マルチアンプユニット AA-910P

禁忌・禁止

接続する機器の付属文書を参照してください。

形状・構造および原理等

本ユニットは、生体信号入力機器であり、患者の生体情報を取り込むアンプと、マルチコネクタとの通信機能をもったユニットです。本ユニットを使用することにより、圧(Press)、サーミスタ式呼吸(thResp)、体温(Temp)、吸気酸素濃度(O₂)、二酸化炭素分圧(CO₂)、心拍出量(CO)のパラメータを計測することができます。

**適用機器**

本ユニットは、以下の機器に接続して使用できます。

適用機種	承認番号
ベッドサイドモニタ BSM-9100シリーズ ライフスコープ J	21600BZZ00519000

構成

名称・型名	個数
本体 AA-910P	1
付属品	一式

使用目的、効能または効果**使用目的**

接続する機器の付属文書を参照してください。

品目仕様等

接続する機器の付属文書を参照してください。

操作方法または使用方法等

接続する機器の付属文書を参照してください。

使用上の注意

接続する機器の付属文書を参照してください。

貯蔵・保管方法および使用期間等

接続する機器の付属文書を参照してください。

保守・点検に係る事項

装置を正しく使用するために、定期点検を実施してください。詳細は、接続する機器の付属文書を参照してください。

包装

1台単位で梱包