

機械器具(21)内臓機能検査用器具

高度管理医療機器 特定保守管理医療機器 解析機能付きセントラルモニタ 38470003


「セントラルモニタ CNS-9601」の構成品
無線式セントラルユニット RU-960P

禁忌・禁止

接続する機器の付属文書を参照してください。

形状・構造および原理等

本装置は、ナースステーション等の患者環境外に設置し、患者に取り付けられた送信機からの無線信号を最大8人受信して、心拍数や呼吸数などの患者の情報をセントラルモニタに送出します。また、各生体情報を処理し、アラームなどの二次データも送出します。

**適用機器**

本ユニットは、以下の機器に接続して使用できます。

適用機種	承認番号
セントラルモニタ CNS-9601	22000BZX00168000

構成

名称・型名	個数
本体 RU-960P	1
付属品	一式

使用目的、効能または効果**使用目的**

接続する機器の付属文書を参照してください。

品目仕様等

接続する機器の付属文書を参照してください。

操作方法または使用方法等

接続する機器の付属文書を参照してください。

使用上の注意

接続する機器の付属文書を参照してください。

貯蔵・保管方法および使用期間等

接続する機器の付属文書を参照してください。

保守・点検に係る事項

装置を正しく使用するために、定期点検を実施してください。
詳細は、接続する機器の付属文書を参照してください。

包装

1台単位で梱包