

機械器具 (21) 内臓機能検査用器具

高度管理医療機器 特定保守管理医療機器 重要パラメータ付き多項目モニタ 33586003


「ベッドサイドモニタ BSM-6301 ライフスコープ TR」の構成部品  
データアクイジションユニット JA-694P

**禁忌・禁止**

接続する機器の付属文書を参照してください。

**形状・構造および原理等**

本ユニットは、ベッドサイドモニタに用いられる入力ユニットAY-631P/633P/651P/653P/661P/663P/671P/673Pを本体から取り外してケーブルで延長し、使用するための接続機構です。



**適用機器**

本ユニットは、以下の機器に接続して使用できます。

適用機器	承認番号
ベッドサイドモニタ BSM-6000シリーズ ライフスコープ TR	22000BZX01138000
ベッドサイドモニタ BSM-6301 ライフスコープ TR	22100BZX00262000 *
ベッドサイドモニタ BSM-9100シリーズ ライフスコープ J	21600BZZ00519000 *

**構成部品**

名称・型名	個数
本体 JA-694P	1
付属品	一式

**使用目的、効能または効果**

**使用目的**

接続する機器の付属文書を参照してください。

**品目仕様等**

接続する機器の付属文書を参照してください。

**操作方法または使用方法等**

接続する機器の付属文書を参照してください。

**使用上の注意**

接続する機器の付属文書を参照してください。

**貯蔵・保管方法および使用期間等**

接続する機器の付属文書を参照してください。

**保守・点検に係る事項**

装置を正しく使用するために、定期点検を実施してください。  
詳細は、接続する機器の付属文書を参照してください。

**包装**

1台単位で梱包

JA-694Pの取扱説明書を必ずご参照ください。

製造販売 **日本光電** 日本光電工業株式会社  
東京都新宿区西落合1-31-4 〒161-8560  
☎(03)5996-8000(代表) Fax(03)5996-8091

製造業者 **日本光電富岡株式会社**