

お客様各位

2020年4月  
日本光電工業株式会社

新型コロナウイルス感染症患者様に使用した機器の消毒について

拝啓 いつも変らぬお引き立てを頂き厚く御礼申し上げます。表題の件につきまして下記のとおりご案内申し上げますので、ご査収のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

敬具

- 記 -

新型コロナウイルスの感染拡大により非常事態宣言も発出される中、貴施設におかれましても感染症患者様を受け入れられるケースがあることと存じます。つきましては、医療機器を介した感染を予防するため、罹患した患者様の治療に使用された機器の消毒方法について以下のとおりご案内申し上げます。

**【消毒方法】**

当該感染症患者様に使用された機器の消毒方法、及び薬剤につきましては、当該製品の取扱説明書及び添付文書をご確認下さい。エタノール又はイソプロピルアルコールによる消毒/清掃方法が含まれている製品につきましては、記載された手順に従い、これらの薬剤で清拭してください。

WHO(世界保健機関)、及びCDC(アメリカ疾病予防管理センター)では、COVID-19への対応として、これらの薬剤(エタノール又はイソプロピルアルコール)を推奨しています。詳細については以下の各リンク先の情報をご参照下さい。

**【WHO】**

[https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-\(ncov\)-infection-is-suspected-20200125](https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125)

**【CDC】**

<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/infection-control/control-recommendations.html>

<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html>

尚、取扱説明書や添付文書にこれらの薬剤が記載されていない機器につきましては個別に確認させていただきます。大変お手数ですが、弊社営業員までお問い合わせください。

以上